

Proma inject LDS 1ml Spritze



**Low-Dead-Space (LDS) Luer-Lock 1ml Spritze
von Promainject für ästhetische Anwendungen**



MEHR PRODUKT FÜR IHREN PATIENTEN

Die Low-Dead-Space Technologie basiert auf einer exakten Passform zwischen Gummistempel und Nadelanschluss und ermöglicht es den Proma inject LDS Spritzen den Produktverlust auf nahezu Null zu minimieren. In Kombination mit einer Low-Dead-Space Nadel ist die Effizienz sogar noch höher.



SICHERHEIT UND KOMFORT

Der Luer-Lock Adapter fixiert die Injektionsnadel fest auf der Spritze, sodass der Anwender mit einem größeren Druck auf dem Kolben arbeiten kann, ohne das Risiko einzugehen, dass die Nadel sich löst. Der speziell entwickelte Stempel gleitet ohne zu blockieren und sorgt für hohe Kontrolle während der Injektion.

INNOVATION; DIE SICH AUSZAHLT

Die Effizienz unserer Produktionsanlagen ermöglicht es uns, die Herstellungskosten drastisch zu senken und gleichzeitig die höchsten Standards der amerikanischen FDA und der europäischen EMA einzuhalten.

Wir sind stolz darauf, die Kosteneffizienz unserer Innovationen an unsere Kunden weitergeben zu können, weshalb wir die Proma inject LDS Spritzen deutlich unter dem Marktdurchschnitt für Sie anbieten.

Bestellen Sie hier:



Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen dienen lediglich als allgemeine Richtlinie und können Änderungen unterliegen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, sicherzustellen, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck geeignet ist und gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird. Nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Nicht wiederverwenden oder erneut sterilisieren.

Promainject ist Teil von PromaMedical GmbH
Werner-von-Braun-Straße 10
85640 Putzbrunn – Munich,
Germany

T: +49 (0)89 7474713-0
F: +49 (0)89 7474713-1
M: info@promainject.com
W: www.promainject.com

emailen Sie uns:

